



**Anfordernde Abteilung:**

<b>Materialanforderung – Institut für Pathologie, Feldkirch</b>	
<b>Einsendegefäße - Zytologie</b>	<b>Anzahl</b>
ThinPrep incl. Combi-Brush für Gyn. Zytologie 	
ThinPrep incl. Broom für Gyn. Zytologie 	
ThinPrep incl. Spatel + Bürste für Gyn. Zytologie	
ThinPrep für klinische Zytologie	
ThinPrep CytoLyt (Schilddrüse, HNO oder andere blutige Proben)	
<b>Einsendegefäße – molekulare Erregerdiagnostik</b>	
HPV-PCR (ThinPrep incl. Brush oder Broom)	
Chlamydien/GO-PCR (MultiCollect, Abbott)	
<a href="#">Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)</a>	
<b>Einsendegefäße - Serologie</b>	
QuantiFERON TB Gold Plus - Blutabnahmeröhrchen (Qiagen)	
<a href="#">Einsendegefäße - Mikrobiologie (Spezifische Informationen...)</a>	
Großes Universalröhrchen/Sputumröhrchen, steril (nerbe plus)	
Stuhlröhrchen, unsteril (nerbe plus)	
Portagerm pylori/PORT-PYL (bioMérieux)	
Röhrchen mit Puffer zur Mykobakteriendiagnostik aus Magensaft	
<a href="#">Universalabstrich mit Flüssigtransportmedium/e-Swab (Copan) (über Zentralmagazin)</a>	
<a href="#">Urinmonovette mit Borsäurestabilisator (Sarstedt) (über Zentralmagazin)</a>	
<b>Versandtaschen</b>	
Versandtaschen groß	
Versandtaschen klein	
Versandtaschen Quantiferon	

Wir bitten ab sofort um schriftliche Bestellung der Materialien. Per E-Mail an: [fpatho6@vlkh.net](mailto:fpatho6@vlkh.net).

Spezifische Informationen (Mikrobiologie-Hinweise zur Probenentnahme und QuantiFERON TB Gold Plus) finden Sie auf der [Homepage des Instituts für Pathologie unter Informationen für Ärzte....](#)